


Диагностика ключей Guardant

Утилита диагностики Guardant предназначена для тестирования ключей защиты на предмет наличия и работоспособности. Утилита диагностики автоматически собирает информацию о системе, проводит тестирование электронных ключей Guardant и подготавливает отчет для службы технической поддержки.

Утилита устанавливается вместе с драйверами Guardant. Для запуска диагностики требуется открыть файл `%ProgramFiles%\Common Files\Guardant\Drivers\grddiag.exe`.

Также утилиту можно запустить из апплета панели управления "Драйверы Guardant" кнопкой "Диагностика".



Модель ключа	Общий код	ID ключа
Guardant Time USB	+LFQQS_	35225443h (891442243d)
Guardant SP	+LFQQS_	8000E498h (2147542171d)

Для получения отчёта нажмите кнопку "Полный отчёт", после чего в браузере откроется html-файл с подробным описанием всех ключей, установленных в системе, а также конфигурации системы. На рисунке ниже представлен фрагмент отчета:

Модель	Guardant Time USB		
Идентификационный номер	35225443h (891442243d)		
Коды доступа	+LFQQS_		
Дата и время выпуска	02 Sep 2016 10-34-06		
Поддержка	Windows, GSII64, PI, TRU, RTC, AES, ECC		
Глобальные флаги	HID		
Номер продукта	0	Версия ключа	0.1
Версия продукта	0	Тип микроконтроллера	08
Серийный номер	0	Номер программы	1, 0, 2, 27
Маска	0		
Счётчик запусков	0		
Состояние микропрограммы	OK		
Ключ в режиме обновления	Нет		
Состояние таймера (физическое)	OK		
Состояние таймера (частота)	OK		
Состояние батареи	OK		
Модель	Guardant SP		
Идентификационный номер	8000E49Bh (2147542171d)		
Коды доступа	+LFQQS_		
Время создания	15 Feb 2018 14-48-47		
Время первой активации	15 Feb 2018 14-48-55		
Время последней активации	15 Feb 2018 14-48-55		
Имя разработчика			
Компания разработчика	BaseGroup		
Имя программы	Loginom		
Имя пользователя			
Компания пользователя			
URL сервера активации	https://activation.guardant.ru/activation-service.svc		
E-mail сервера активации	loginom@basegroup.ru		
Оставшееся число активаций	0		
Серийный номер	BxhWdc-Mfvb4U-BEvQWS-NLU7lp-7ZsM4F-PUyHlv-S8\$90H-H#7ETI-HGaWrp-vkAIBC		

Для передачи отчета в техническую поддержку его требуется сохранить в html или txt формате и отправить по [e-mail](#).